

Кроличья Поликлональная Антитела Против Hmga2 Для Вб, Игк-П, Ифа — P52926

Артикул: CM0028977

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к HMGA2 (P52926), валидированное для Вестерн-блота, иммуногистохимии и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции и структуры хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	HMGA2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	BABL; LIPO; SRS5; HMGIC; HMGI-C; STQTL9; HMGA2
Вид	Человек
ID гена (человек)	8091
ID гена	8091
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 55-109 человеческого HMGA2 (NP_003474.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52926
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Холодовой пакет