


Кроличье Моноклональное Антитело Против Hmgb1 (Валидировано Методом Нокаута) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P09429

Артикул: CM0003189



введение

Кроличье моноклональное антитело, валидированное методом нокаута, против человеческого HMGB1 (P09429). Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Актуально для исследований в области биологии хроматина, воспаления и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Название продукта	[Валидировано KO] HMGB1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	HMGB1; HMGB3; HMGB-1; SBP-1; B1
Вид	Человек
Идентификатор гена	3146
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого HMGB1 (P09429).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09429
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом