

Поликлональное Антитело Anti-Hmgb2 Для Wb, If/Icc, Elisa — P26583

Артикул: CM0021234

введение

Поликлональное кроличье антитело к HMGB2, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Выявляет HMGB2 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований хроматина и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к HMGB2
Примечания/синоним	HMG2; HMGB2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3148
Идентификатор гена	3148
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P26583
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом