

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Hmgb2 Для Wb — P26583

Артикул: CM0011750

введение

Моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий HMGB2 (HMG2), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP и CUT&Tag. Обнаруживает HMGB2 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований хроматина и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HMGB2 Rabbit mAb
Примечания/синоним	HMG2; HMGB2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3148
Идентификатор гена	3148
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HMGB2 (P26583).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, CUT&Tag
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P26583
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом