

Кроличья Поликлональная Антитело Против Hmgb2 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P26583

Артикул: CM0030119

введение

Кроличье поликлональное антитело против HMGB2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с HMGB2 (24 кДа) человека, мыши и крысы. Подходит для исследований структуры хроматина, транскрипции и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HMGB2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	HMG2; HMGB2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3148
ID гена	3148
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого HMGB2 (P26583)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26583
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом