


## Кроличыи Поликлональные Антитела К Hmgb3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O15347

Артикул: CM0015840



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого HMGB3 (белок группы высокой подвижности В3, HMG4/HMG-2a). Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с крысой. Идеальны для исследований хроматина, транскрипции и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                          |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Название продукта         | HMGB3 кролик pAb                  |
| Примечания/Псевдоним      | HMG4; HMG-4; HMG2A; HMG-2a; HMGB3 |
| Вид                       | Человек                           |
| GeneID (человек)          | 3149                              |
| GeneID                    | 3149                              |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид              |
| Источник                  | Кролик                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела           |
| Применение                | WB, ELISA                         |
| Перекрестная реактивность | Крыса                             |
| SWISS                     | O15347                            |
| Молекулярный вес белка    | 23кДа                             |
| Доставка                  | Сумка со льдом                    |