

Поликлональные Антитела Против Hmgcl Для Wb, Ihc-P, Elisa - P35914

Артикул: CM0027585



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого HMGCL — митохондриальной лиазы, критически важной для кетогенеза и катаболизма лейцина. Валидированы для WB, IHC-P, ELISA, обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Идеально подходят для исследования метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HMGCL кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	HL, HMGCL
Вид	Человек
ID гена (человек)	3155
ID гена	3155
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-325 человеческого HMGCL (NP_000182.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35914
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом