

## Поликлональные Антитела К Hmgcr Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — P04035

Артикул: CM0021112



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к HMGCR (3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим А редуктазе), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA) у человека, мыши и крысы. Подходят для исследований метаболизма холестерина.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Характеристика                           |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличьи поликлональные антитела к HMGCR |
| Примечания/алиасы         | LDLCQ3; HMGCR                            |
| Вид                       | Человек                                  |
| ID гена (человек)         | 3156                                     |
| ID гена                   | 3156                                     |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид                     |
| Источник                  | Кролик                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                  |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                     |
| SWISS                     | P04035                                   |
| Молекулярная масса белка  | 97 кДа                                   |
| Доставка                  | Холодовая упаковка                       |