


Кроличье Поликлональное Антитело Против Hmgcs1 Для Вестерн Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q01581

Артикул: CM0029658



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к человеческому HMGCS1, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA, с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеально для исследований метаболизма холестерина и биосинтеза липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	HMGCS1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	HMGCS; HMGCS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3157
GeneID	3157
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 241-520 человеческого HMGCS1 (NP_002121.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01581
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом