


Моноклональное Антитело Кролика Anti-Hmgcs2 Для Wb, If, Ihc-P, Elisa — P54868

Артикул: CM0006959



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого HMGCS2, валидированное для WB, IF, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований кетогенеза и митохондриального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HMGCS2 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	HMGCS2; гидроксиметилглутарил-KoA-синтаза; митохондриальная; 3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим А-синтаза; 3-гидрокси-3-метилглутарил-KoA-синтаза 2
Вид	Человек
Идентификатор гена	3158
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 человеческого HMGCS2. (NP_005509.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P54868
Молекулярная масса белка	50 кДа/52 кДа/56 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет