


Кроличья Поликлональная Антитела Против Hmgcs2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - P54868

Артикул: CM0013903



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому HMGCS2, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Перекрестно реагируют с человеком, мышью и крысой. Идеальны для исследований кетогенеза, липидного метаболизма и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HMGCS2 Кроличьи pAb
Примечание/Альтернативное название	HMGCS2
Вид	Человек
GeneID	3158
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 269-508 человеческого HMGCS2 (NP_005509.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P54868
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом