

Поликлональное Антитело Против Hmgn1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P05114

Артикул: CM0025140

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок HMGN1 (HMG14), негистоновый хромосомный белок. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA; реагирует с человеческим и мышинным белком. Подходит для исследования хроматина и экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HMGN1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HMG14; HMGN1
Вид	Человек
GeneID	3150
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HMGN1 (NP_004956.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05114
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом