

Поликлональные Антитела Против Hmox1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Игх (Ihc-P), Ифа - P14901

Артикул: CM0024444

введение

Кроличьи поликлональные антитела к мышиному Hmox1 (гемоксигеназе 1), валидированные для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Реагируют с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения апоптоза, окислительного стресса и метаболизма гема.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Hmox1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HO1; HO-1; Hmox; Hemox; Hsp32; D8Wsu38e; Hmox1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	15368
GeneID	15368
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-266 мышиного Hmox1 (NP_034572.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P14901
Молекулярный вес белка	33 кДа
Доставка	В ледяном пакете