


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Hmox2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P30519

Артикул: CM0027903



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против HMOX2 (гемоксигеназа-2), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Взаимодействуют с HMOX2 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований катаболизма гема и сигнальных путей CO.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HMOX2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HO-2; HMOX2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3163
GeneID	3163
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого HMOX2 (NP_002125.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30519
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	С ледяным пакетом