

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Hn1 Для Wb, Elisa - Q9Uk76

Артикул: CM0006900

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого HN1 (JPT1), подходящее для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает белок массой 16 кДа, участвующий в регуляции клеточного цикла, адгезии и сигнальном пути андрогенового рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HN1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HN1; ARM2; HN1A
Вид	Человек
GeneID (человек)	51155
GeneID	51155
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-154 человеческого HN1 (NP_057269.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UK76
Молекулярный вес белка	16kDa
Доставка	Сумка со льдом