


Кроличья Поликлональная Антитело Против Hnf1A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P20823

Артикул: CM0029124



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого HNF1α (гепатоцитный ядерный фактор 1-альфа), подходит для WB и ИФА. Обнаруживает эндогенный HNF1α в пробах человека, мыши и крысы. Предназначено для исследований тканеспецифичной транскрипции в печени и сахарного диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	HNF1α кроличья пАт
Примечания/Алиасы	HNF1; LFB1; TCF1; HNF4A; MODY3; TCF-1; HNF-1A; IDDM20; HNF1alpha; HNF-1-alpha; HNF1α
Вид	Человек
ID гена (человек)	6927
ID гена	6927
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 30-130 человеческого HNF1α (NP_000536.6).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20823
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом