

Кроличье Моноклональное Антитело Против Hnf3B/Foxa2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Y261

Артикул: CM0003068



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий HNF3 β /FOXA2 (Q9Y261). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP) и ELISA. Идеально для исследований в области развития, гомеостаза глюкозы и функции печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против HNF3 β /FOXA2
Примечания/Альтернативные названия	HNF3 β ; TCF3 β ; HNF-3-beta; HNF3 β /FOXA2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3170
GeneID	3170
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HNF3 β /FOXA2 (Q9Y261)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y261
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом