

Поликлональное Антитело Против Hnf4A Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P41235

Артикул: CM0019741



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого HNF4A, валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для изучения транскрипционной регуляции печеночных генов, циркадных ритмов и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNF4A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TCF; HNF4; MODY; FRTS4; MODY1; NR2A1; TCF14; HNF4a7; HNF4a8; HNF4a9; NR2A21; TCF-14; HNF4alpha; HNF4A
Вид	Человек
GeneID (человек)	3172
GeneID	3172
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 226-325 человеческого HNF4A (NP_849180.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41235
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом