


Поликлональные Антитела Anti-Hnf4G Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q14541

Артикул: CM0023749



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого HNF4G (NR2A2), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/МФК и ИФА; перекрестно реагируют с мышью и крысой; обнаруживают полосу ~46 кДа. Идеально подходят для изучения функции факторов транскрипции ядерных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNF4G Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NR2A2; NR2A3; HNF4G
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3174
GeneID	3174
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 366-445 человеческого HNF4G (NP_004124.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14541
Молекулярная масса белка	46kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент