


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Hnf4G Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q14541

Артикул: CM0012131



введение

Валидированные кроличьи моноклональные антитела против HNF4G для WB, IHC-P и ELISA. Реагируют с HNF4G человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований транскрипционной регуляции и ядерных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNF4G Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NR2A2; NR2A3; HNF4G
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3174
ID гена	3174
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 319-408 человеческого HNF4G5 (NP_004124.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14541
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом