

Поликлональные Антитела Против Hnmt Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - P50135

Артикул: CM0020444



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого HNMT. Валидированы для WB, IF/ICC, IP и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходят для исследований метаболизма гистамина и реакции дыхательных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNMT Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HMT; MRT51; HNMT-S1; HNMT-S2; HNMT
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3176
ID гена	3176
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-292 человеческого HNMT (NP_008826.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P50135
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом