

Анти-Hnmt Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Ip, Elisa - P50135

Артикул: CM0017698



введение

Высококачественное кроличье поликлональное анти-HNMT антитело, валидированное для WB, IP, ELISA, нацеленное на человеческий и мышинный гистамин-N-метилтрансферазу (33кДа). Идеально подходит для исследований метаболизма гистамина и реакции дыхательных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNMT кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	HMT; MRT51; HNMT-S1; HNMT-S2; HNMT
Вид	Человек
GeneID	3176
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-292 человеческого HNMT (NP_008826.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P50135
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Ледяной пакет