

Поликлональное Антитело Против Hnrnp A1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P09651

Артикул: CM0021497



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого hnRNP A1, валидированное методом КО, для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC и ELISA. Реагирует с белками мыши и крысы. Для исследовательского применения при изучении процессинга, сплайсинга и транспорта мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом КО] кроличье поликлональное антитело против hnRNP A1
Примечания/синонимы	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1; A1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3178
Идентификатор гена	3178
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотные остатки 1-140 человеческого hnRNP A1 (NP_002127.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09651
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом