


Поликлональное Антитело Против Hnrnp A1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P09651

Артикул: CM0025611



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий hnRNP A1 (P09651). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА.

Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований сплайсинга РНК, транспорта и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	hnRNP A1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMFPD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3178
ID гена	3178
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-372 человеческого hnRNP A1 (NP_112420.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09651
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом