


Кроличье Моноклональное Антитело Против Hnnp A1 Для Вестерн-Блоттинга — P09651

Артикул: CM0003158



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого hnRNP A1 (P09651). Валидировано для применения в ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП и ИФА. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения процессинга мРНК и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к hnRNP A1
Примечания/Алиасы	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3178
ID гена	3178
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в области 250–350 человеческого hnRNP A1 (P09651)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09651
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом