


Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Anti-Hnrnp A2B1 [Валидировано Методом Kd] Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P22626

Артикул: CM0008190



введение

Мышиное моноклональное антитело кролика Anti-hnRNP A2B1, валидированное методом KD, для вестерн-блоттинга, ИГХ, ИФ и ИФА. Выявляет hnRNP A2B1 человека, мыши и крысы. Пептидный иммуноген; 37 кДа. Идеально подходит для исследований процессинга РНК и врождённого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KD] кроличье мАб к hnRNP A2B1
Примечания/синонимы	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3181
GeneID	3181
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 151-250 человеческого HNRNPA2B1 (NP_112533.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P22626
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	Охлаждающий пакет