

Кроличья Моноклональная Антитела Против Hnrnp C Для Wb, If, Elisa - P07910

Артикул: CM0010863



введение

Кроличья моноклональная антитела против hnRNP C, реагирующая с человеческим и мышинным материалом, валидирована для WB, IF/ICC, IF-P и ELISA. Нацелена на гетерогенные ядерные рибонуклеопротеины C1/C2, участвующие в связывании пре-мРНК и сплайсинге.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела к hnRNP C
Примечания/псевдонимы	C1; C2; HNRNP; HNRPC; SNRPC; hnRNP C
Вид	Человек
GeneID (человек)	3183
GeneID	3183
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-170 человеческого hnRNP C (P07910)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P07910
Молекулярная масса белка	34кДа
Доставка	Ледяной пакет