

Поликлональные Антитела Кролика Против Hnrnp C1/C2 - P07910

Артикул: CM0019847



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого hnRNP C (C1/C2). Валидированы для ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК и ИФА; реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований связывания пре-мРНК, стабильности мРНК и сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	hnRNP C Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	C1; C2; HNRNP; HNRPC; SNRPC; hnRNP C
Вид	Человек
GeneID (человек)	3183
GeneID	3183
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 86-190 человеческого hnRNP C (NP_112604.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07910
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодовой пакет