

Поликлональные Антитела Против Hnrnp E1/Pcbr1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15365

Артикул: CM0017171



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому hnRNP E1/PCBP1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Распознают белок человека, мыши и крысы. Направлены на белок, связывающий одноцепочечную нуклеиновую кислоту, участвующий в процессинге РНК и репликации вирусов. Идеально подходят для разработки диагностических тестов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к hnRNP E1/PCBP1
Примечания/алиасы	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5093
GeneID	5093
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого hnRNP E1/hnRNP E1/PCBP1 (NP_006187.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15365
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом