

Антитело Кролика Моноклональное Против Hnrnp E1/Pcbp1 Для Wb, Elisa - Q15365

Артикул: CM0003667



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого PCBP1 (hnRNP E1). Валидировано для WB и ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Белок, связывающий поли(rC), участвующий в процессинге РНК и эритропоэзе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	hnRNP E1/PCBP1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5093
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PCBP1 (Q15365)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15365
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом