

Антитело Кролика Моноклональное Против Hnrnp E1/Pcbrp1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q15365

Артикул: CM0004025



введение

Высокопроизводительное моноклональное антитело кролика к человеческому hnRNP E1/PCBP1 (SWISS: Q15365). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку и мыши. Идеально подходит для исследований РНК-связывающих белков и эритропоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	hnRNP E1/PCBP1 кролика mAb
Примечания/Псевдоним	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Вид	Человек
GeneID	5093
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого hnRNP E1/PCBP1 (NP_006187.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15365
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Ледяной пакет