


Кроличье Моноклональное Антитело Против Hnrnp E2/Pcbrp2 Для Wb, Ip, Elisa - Q15366

Артикул: CM0005415



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное на hnRNP E2/PCBP2 (SWISS: Q15366). Подходит для WB, IP, ELISA с реактивностью к человеку, мыши, крысе. Для исследований IVD и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	hnRNP E2/PCBP2 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5094
ID гена	5094
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого hnRNP E2/PCBP2 (NP_001122383.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15366
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом