


Кроличий Моноклональный Антитело Против Hnrnp E2/Pcbp2 Для Wb, Ip, Elisa - Q15366

Артикул: CM0003879



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого hnRNP E2/PCBP2. Валидировано для WB, IP, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований противоклеточного сигналинга, метаболизма РНК и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	hnRNP E2/PCBP2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5094
GeneID	5094
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-350aa человеческого hnRNP E2/PCBP2 (NP_001122383.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15366
Молекулярный вес белка	39 кДа
Доставка	Сумка со льдом