

Кроличье Моноклональное Антитело Против Hnrnp F Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P52597

Артикул: CM0007661



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого hnRNP F. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Полезно для изучения процессинга пре-мРНК и альтернативного сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против hnRNP F
Примечания/Альтернативные названия	HNRNPF; HNRPF; OK/SW-cl.23; mcs94-1; гетерогенный ядерный рибонуклеопротеин F; hnRNP F
Вид	Человек
ID гена	3185
Иммуноген	Синтетический пептид, полученный из человеческого hnRNP F
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52597
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом