

Поликлональные Антитела К Hnrnp К Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - P61978

Артикул: CM0022509



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий hnRNP К (P61978), валидированы для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Перекрестно реагируют с мышинными и крысиными белками. Рекомбинантный иммуноген (аа 1-280). Идеально подходят для исследований метаболизма пре-мРНК и ответа на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	hnRNP К кроличы пАт
Примечания/алиасы	AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP К
Вид	Человек
GeneID (человек)	3190
GeneID	3190
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого hnRNP К (NP_112552.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61978
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодильный пакет