

Кроличье Моноклональное Антитело Против Hnrnp K Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61978

Артикул: CM0002689



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого hnRNP K; валидировано для Вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований процессинга пре-мРНК, сигнализации p53 и нейрональной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против hnRNP K
Примечания/Синонимы	AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP K
Вид	Человек
ID гена (человек)	3190
ID гена	3190
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого hnRNP K (P61978).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61978
Молекулярная масса белка	49 кДа/51 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом