


Кроличье Поликлональное Антитело Против Hnrnp Q/Syncrip Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O60506

Артикул: CM0030908



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на hnRNP Q/SYNCRIP, валидированное для применения в методах Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Обнаруживает эндогенный белок hnRNP Q в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований процессинга мРНК и регуляции трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против hnRNP Q/SYNCRIP
Примечания/Альтернативные названия	PP68; NSAP1; GRYRBP; HNRNPQ; HNRPQ1; GRY-RBP; hnRNP-Q; hnRNP Q/SYNCRIP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10492
GeneID	10492
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 белка hnRNP Q человека /hnRNP Q/SYNCRIP (NP_001153146.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60506
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом