

Моноклональное Антитело Anti-Hnrnp U Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00839

Артикул: CM0009607

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого hnRNP U (Q00839), валидированное для WB, IP, IF/ICC, IHC-P и ELISA; перекрестно реагирует с мышью и белой крысой. Подходит для исследований хроматина, биологии РНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	hnRNP U Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	SAFA; DEE54; HNRPU; SAF-A; U21.1; pp120; EIEE54; GRIP120; hnRNP U; HNRNPU-AS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3192
GeneID	3192
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого hnRNP U (Q00839)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00839
Молекулярный вес белка	91 кДа
Доставка	Сумка-холодильник