

Кроличья Поликлональная Антитело К Hnrnp U Для Вб, Игк-П, Иф/Икк, Ип, Ифа - Q00839

Артикул: CM0028031

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на hnRNP U (SAF-A), валидированная для ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИП и ИФА у человека, мыши и крысы. Подходит для исследований архитектуры хроматина, транскрипции и биологии РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	hnRNP U Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	SAFA; DEE54; HNRPU; SAF-A; U21.1; pp120; EIEE54; GRIP120; hnRNP U; HNRNPU-AS1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3192
ID гена	3192
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 608-825 человеческого hnRNP U (NP_114032.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00839
Молекулярная масса белка	91 кДа
Доставка	Холодовая упаковка