

Поликлональное Кроличье Антитело К Hnrnpa3 Для Wb — P51991

Артикул: CM0021283

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий HNRNPA3 (P51991). Валидировано для WB, ИHC-P и ELISA; демонстрирует перекрёстную реактивность с мышью и крысой. Высокая специфичность, идеально подходит для изучения транспорта и сплайсинга РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к HNRNPA3
Примечания/синонимы	FBRNP; HNRPA3; D10S102; 2610510D13Rik; HNRNPA3
Вид	Человек
Идентификатор гена	220988
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого HNRNPA3 (NP_001317178.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51991
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Хладагент