

Кроличья Поликлональная Антитела Против Hnrnpcl1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60812

Артикул: CM0023030

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого HNRNPCL1, валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Подходят для исследований сборки нуклеосом и хроматина. UniProt O60812, 32 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	HNRNPCL1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	HNRNPCL1; HNRNPCL1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	343069
ID гена	343069
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области от аминокислоты 200 до С-конца человеческого HNRNPCL1 (NP_001013653.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60812
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом