

Поликлональное Антитело К Hnrnpd Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — Q14103

Артикул: CM0018142



введение

Кроличье поликлональное антитело к HNRNPД (AUF1) для вестерн-блота (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP) и ELISA. Валидировано для образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биологии РНК и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNRNPД кроличье пАт
Примечания/алиасы	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPД0; HNRNPД
Вид	Человек
GeneID (человек)	3184
GeneID	3184
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-306 человеческого HNRNPД (NP_002129.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14103
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодильный пакет