

Кроличье Моноклональное Антитело Против Hnrnpd Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14103

Артикул: CM0005354



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого HNRNPД (AUF1), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Идеально для исследований стабильности мРНК и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNRNPД Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPД0; HNRNPД
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3184
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого HNRNPД (NP_112738.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14103
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	В пакете со льдом