

Кроличья Поликлональная Антитело Против Hnrnpd Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14103

Артикул: CM0022908



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий HNRNPDP (AUF1), валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Ключевой реагент для изучения деградации мРНК, опосредованной AU-богатыми элементами, и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNRNPDP Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNP0; HNRNPDP
Вид	Человек
ID гена	3184 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-306 человеческого HNRNPDP (NP_002129.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14103
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодильный пакет