

Поликлональные Антитела К Hnrnpdl Для Wb, If/Icc, Elisa — O14979

Артикул: CM0018560



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому HNRNPDL, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA, с перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследований транскрипции и РНК-связывающих белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNRNPDL Rabbit pAb
Примечания/алиасы	HNRNP; JKTBP; HNRPDL; JKTBP2; LGMD1G; LGMD3; IaAUF1; HNRNPDL
Вид	Человек
ID гена (человек)	9987
ID гена	9987
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот с 261 по 420 человеческого HNRNPDL (NP_112740.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14979
Молекулярная масса белка	46кДа
Доставка	Холодовой пакет