

Поликлональное Антитело К Hnrnph1 Для Вестерн-Блоттинга - P31943

Артикул: CM0030526



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий HNRNP1. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения сплайсинга пре-мРНК и hnRNP-комплексов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к HNRNP1, кроличье (Rabbit pAb)
Примечания / Альтернативные названия	HNRPN; HNRPH1; NEDCDS; hnRNP; HNRNP1
Вид	Человек
GeneID	3187
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 191-449 человеческого HNRNP1 (NP_005511.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31943
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом