

Поликлональные Антитела Против Hnrnp1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мцк, Ифа - P14866

Артикул: CM0026432



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого HNRNP-L, РНК-связывающего белка, участвующего в сплайсинге и регуляции транскрипции. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МЦК, ИФА; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеальны для исследований экспрессии генов и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNRNP-L Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HNRPL; hnRNP-L; P/OKcl.14; HNRNP-L
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3191
ID гена	3191
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 282-589 человеческого HNRNP-L (NP_001524.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14866
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	В пакете со льдом