

Поликлональное Антитело Против Hnrnp1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - P14866

Артикул: CM0015944



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого HNRNP-L (hnRNP-L) для Вестерн-блоттинга, ИГХ, ИФ/ИКЦ и ИФА. Валидировано для человека, мыши, крысы. Подходит для исследований альтернативного сплайсинга РНК и нейрональной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNRNP-L Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HNRNP-L; hnRNP-L; P/OKcl.14; HNRNP-L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3191
GeneID	3191
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14866
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике