

Поликлональное Антитело Против Hnrnpм Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа — P52272

Артикул: CM0030164



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против HNRNPM, валидированное для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для исследований сплайсинга РНК и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNRNPM Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CEAR, HNRPM, HTGR1, NAGR1, HNRPM4, HNRNPM4, hnRNP M, HNRNPM
Вид	Человек
ID гена	4670
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 491-730 человеческого HNRNPM (NP_005959.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52272
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	Хладоэлемент