


Поликлональные Антитела Против Hnrnpr Для Wb, Ihc-P, Elisa - O43390

Артикул: CM0028163



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против HNRNPR, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходят для исследований процессинга мРНК и сплайсосомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNRNPR Rabbit pAb
Примечания/алиасы	HNRPR; NEDDFSB; hnRNP-R; HNRNPR
Вид	Человек
GeneID	10236
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области от аминокислоты 500 до С-конца человеческого HNRNPR (NP_005817.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43390
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Холодильный пакет